

Puranity TU Series



- เครื่องผลิตน้ำ Type I และ Type II ตามมาตรฐาน ASTM ได้ในเครื่องเดียว
- อัตราการผลิตน้ำ Type I สูงสุด 60 ลิตร/ชม. และน้ำ DI 3,6 และ 12 ลิตร/ชม.
- มีระบบไส้กรองก่อนเข้า RO ,RO Membrane และ Ultrapure Resin Cartridge
- มีระบบกรองและกำจัดสารอินทรีย์ ทั้ง Ultrafiltration และ Ultraviolet lamp
- สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้ง่าย มีระบบแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนไส้กรอง
- มีหน้าจอแสดงการทำงานและแสดงค่าความบริสุทธิ์ต่างๆของน้ำ

- HPLC, GC, GC-MS, ICP-MS, AA • PCR, DNA sequencing
- Electrophoresis • Preparing and diluting buffers and reagents

WATER PURIFICATION SYSTEM Fortune Scientific



YL INSTRUMENT CO. LTD.
The iDEA makes iDEAL! KOREA MADE

AquaMAX Series

- เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สูง (RO, DI, Type I) คุณภาพมาตรฐานตาม ASTM จากน้ำประปา
- อัตราการผลิตน้ำ Type I สูงสุด 50 ลิตร/ชม. น้ำ RO กับ DI ได้ 10 ลิตร/ชม. และ 20 ลิตร/ชม.
- มีระบบไส้กรองก่อนเข้า RO , RO Membrane และ Ultra pack 1&2 Cartridge
- มีระบบกรองและกำจัดสารอินทรีย์ ทั้ง Ultrafiltration และ Ultraviolet lamp



02-986-1250-4, 087-418-7870



sales@fortunesci.com



02-986-1255, 02-986-1243



www.fortunesci.co.th